

Solicitar Suministro de Muestreo Microbiológico

Tan fácil como **1 - 2 - 3**

1 ¡Pida suministro de muestreo en **CUALQUIER** ubicación!

Envíe los formularios completos por correo electrónico a SupplyRequest@primuslabs.com

2 Recoja sus muestras con los suministros que reciba.

3 ¡Devuelva las muestras a **CUALQUIER** ubicación de PrimusLabs para su análisis y **NO** recibirá ningún cargo por los suministros!

¡Use nuestras etiquetas y reciba nuestras tarifas de envío con descuento!

**Tome en cuenta que las tarifas de envío se aplican a todas las solicitudes de suministros.*



Botellas de Agua


Se utiliza para recolectar muestras de agua de las instalaciones o del campo.

* El análisis debe de comenzar dentro de las 24 horas posteriores a la toma de la muestra.



Esponjas

Generalmente se utilizan para el muestreo de áreas visiblemente sucias o donde se esperan altos recuentos como paredes, desagüe, suelos y más comúnmente se utilizan para Pruebas Cualitativas.



Hisopo

Se utilizan para recolectar muestras en pequeñas y difíciles áreas de acceso.

Visite [PrimusLabs.com/Resources](https://www.primuslabs.com/Resources) para obtener Recursos Gratuitos y Directrices de Muestreo.



Haga Clic o Escanee